

# Gallipot 250 ml



## Produktinformation

Ref. nr	Namn	Färg	Diameter	Höjd	Volym
200400	Gallipot	Transparent	94,40 mm	48,55 mm	250 ml
200410	ECO+ Gallipot biocirkulär råvara	Transparent	94,40 mm	48,55 mm	250 ml

## Förpackning

Ref. nr	Innerförpackning (sleeve)	Ytterförpackning (kartong)	Kartonger per pall	Förpackningsstorlek	Pallhöjd	Kartongvikt	Pallvikt	GTIN
200400	16 st	240 st	60 st	398x198x368 mm	200 cm	2,7 kg	182 kg	7340077901408
200410	16 st	240 st	60 st	398x198x368 mm	200 cm	2,7 kg	182 kg	7340077901422

## Information


**Gallipot är en engångsprodukt som rymmer 250 ml. Produkten är användbar som en behållare för provtagning, kortvarig förvaring, vid mikroanalyser och många fler applikationer. Finns även i Biocirkulär råvara (ISCC massbalans-attribuerad).**


- Temperaturbeständig upp till 120 °C
- Transparent med tydlig skala
- Volym: 250 ml
- Kan steriliseras
- Tillgänglig i PP och Biocirkulär råvara (ISCC massbalans-attribuerad).

# Etiketter

**Gallipot 250 ml**  
Transparent  
**Gallipot 250 ml**  
Transparent  
Pcs/Antal: 240 (15 pcs x16 )  
**ART. NR: 200400**


**Hpm**<sup>TM</sup>  
*For better care!*

  
**Hammarplast  
Medical AB**  
Kartåsgatan 8, SE-531 40  
Lidköping, Sweden  
www.hpm.se, info@hpm.se

  
7 340077 901408  
Vers. 01/2023-03



**LOT** 250225 14:48:52


EN0052


  
**ECO+ Gallipot 250 ml**  
Transparent  
**ECO+ Gallipot 250 ml**  
Transparent  
Pcs/Antal: 240 (15 pcs x16 )  
**REF 200410**


**Hpm**<sup>TM</sup>  
*For better care!*

**LOT** 250225

  
International Sustainability  
in Carbon Certification

  
7 340077 901422  
Vers. 01/2023-03

  
**Hammarplast  
Medical AB**  
Kartåsgatan 8, SE-531 02  
Lidköping, Sweden  
www.hpm.se, info@hpm.se

EN0052

# Symboler



Tillverkare



Referens nummer



Förvara torrt



Batch/LOT-nummer



Undvik direkt  
solljus



Biocirkulär råvara (ISCC  
massbalans-attribuerad).

**Hammarplast Medical AB**  
Kartåsgatan 8  
SE-531 40 Lidköping, Sweden

Tel +46 (0)510-618 80  
[www.hpm.se](http://www.hpm.se)

**Hpm**<sup>TM</sup>

*For better care!*